

# SILLA MOTORIZADA REF. E4

Nuestra silla de ruedas E4 es un producto ensamblado en Colombia, con piezas fabricadas en Brasil en nuestra casa matriz Ortobras, también con componentes importados de Asia y Europa. Combina lo mejor de la tecnología internacional con un diseño ligero y completamente desmontable.



Ensamblada en Colombia



Imagen de Referencia. Todos nuestros productos están siendo constantemente evaluados y mejorados. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Altura total máxima	100 cms	Altura del espaldar	35, 40, 45, 50 cms
Ancho total	Ancho de asiento + 18 cms	Capacidad de carga	120 Kg
Profundidad de asiento	35, 40, 45, 50 cms	Peso neto	46 Kg
Ancho de asiento (*)	De 38 hasta 50 cms	Rueda delantera	200x50 Maciza o inflable
Altura de asiento al piso	50 cms	Rueda trasera	12"
Longitud de apoyapiés	40 - 48 cms	Registro sanitario	2015DM-0012708

Chasis de acero cold rolled	Dos motores de 300W $\frac{1}{4}$ con frenos electromagnéticos
Pintura epoxi electrostática	Espaldar rígido desmontable y ajustable (-10° a 10°)
Baterías desmontables de 24V 40Ah	Tapicería en nylon impermeable y lavable
Comando electrónico VR2	Apoyabrazos desmontables y ajustables con protector de ropa
Cruceta cuádruple reforzada	Rueda trasera de caucho con inserto de PU anti-pinchaduras
Angulo máximo de subida 12°	Apoyapiés abatibles, desmontables y ajustables en altura
Cojín de espuma de 5 cm de descanso	Colores: Negro, Azul, Rojo y Gris (Sujeto a disponibilidad)