

GRÚA DE TRASLADO REF. GR180

Nuestra grúa para traslado de pacientes GR180 es un producto ensamblado en Colombia, con piezas fabricadas en Brasil en nuestra casa matriz Ortobras. Tiene una gran capacidad de elevación y resistencia capaz de trasladar pacientes hasta de 180 Kg. Su fácil manejo hace que sea un producto ideal para hogares, clínicas y hospitales.



Ensamblada en
Colombia



Imagen de Referencia. Todos nuestros productos están siendo constantemente evaluados y mejorados. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Altura total máxima	203 cms	Capacidad de carga	180 Kg
Altura mínima	138 cms	Peso neto	50 Kg
Longitud total	142 cms	Altura de las ruedas	13 cms
Ancho con base cerrada	65 cms	Rueda delantera	PU, 4"
Ancho con base abierta	117 cms	Rueda trasera	PU, 4" con freno
Altura máxima del arnés al suelo	85 cms	Registro sanitario	2020DM-0021390

Chasis de acero cold rolled

Pintura epoxi electrostática

Tapicería en nylon impermeable y lavable

Árnés con 6 puntos de sujeción

Estructura desmontable

Base con sistema eléctrico de apertura

Accionamiento manual en caso de emergencia

Color: Blanco