

# SILLA DE BAÑO REF. H1

La silla de baño H1 es un producto ensamblado en Colombia, con piezas fabricadas en Brasil en nuestra casa matriz Ortobras. Es una silla muy completa y versátil, cuenta con 4 ruedas de 6" para espacios pequeños y 2 ruedas de 24" para autopropulsión.



Ensamblada en  
Colombia



Imagen de Referencia. Todos nuestros productos están siendo constantemente evaluados y mejorados. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Altura total	90 cms	Altura del espaldar	40 cms
Ancho total	66 cms	Capacidad de carga	120 Kg
Longitud total	96 cms	Peso neto	15 Kg
Profundidad de asiento	40 cms	Rueda delantera	PU, 6"
Ancho de asiento	46 cms	Rueda trasera pequeña	PU, 6"
Altura de asiento al piso	50 cms	Rueda trasera grande	Maciza, 24 x 1 3/8"
Longitud de apoyapiés	40 - 48 cms	Registro sanitario	2015DM-0012708

## Chasis de aluminio

Chasis plegable frontal

Tapicería en nylon impermeable

Pintura Epoxi electrostática

## Asiento de PU con apertura frontal

Apoyapiés desmontables y ajustables en altura

Apoyabrazos abatibles

Color: Blanco