

SILLA PLAYERA REF. IPANEMA

Nuestra silla playera IPANEMA es un producto ensamblado en Colombia, con piezas fabricadas en Brasil en nuestra casa matriz Ortobras. Disfruta de la libertad con sus ruedas tipo balón que permiten moverse fácilmente en la arena de la playa o el césped cerca a la piscina.



AVISO DE SEGURIDAD: Esta silla fue diseñada solo para el acceso del usuario cerca de un cuerpo de agua. Nunca use esta silla para flotar, las llantas siempre deben tener contacto con el suelo. Nunca deje al usuario solo. El acompañante debe tener siempre contacto visual y verbal con el usuario.

Imagen de Referencia. Todos nuestros productos están siendo constantemente evaluados y mejorados. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Ensamblada en Colombia



Altura total	96 cms	Altura del Espaldar	46 cms
Ancho total	70 cms	Capacidad de carga	110 Kg
Ajuste de ángulo de espaldar	95°, 115°, 135°, 155°	Peso neto	19 Kg
Profundidad de asiento	50 cms	Rueda delantera	Nylon, 12"
Ancho de asiento	42 cms	Rueda trasera	Nylon, 12"
Altura de asiento al piso	50 cms	Registro sanitario	2015DM-0012708

Chasis de aluminio

Ruedas de nylon tipo balón, inflables

Pintura epoxi electrostática

Tapicería en nylon impermeable y lavable

Apoyabrazos abatibles

Sistema de desmonte rápido en las 3 ruedas

Espaldar con ajuste de ángulo en 4 posiciones

Apoyapiés desmontable

Estructura con cierre plegable al frente

Colores: Azul