

# SILLA PLEGABLE REF. K3

La silla de ruedas K3 es un producto ensamblado en Colombia, con piezas fabricadas en Brasil en nuestra casa matriz Ortobras. Es una silla que se adapta perfectamente a las necesidades del paciente por su practica configuración.



Ensamblada en Colombia



Imagen de Referencia. Todos nuestros productos están siendo constantemente evaluados y mejorados. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Altura total máxima	100 cms	Altura del espaldar	35, 40, 45, 50 cms
Ancho total (*)	Ancho de asiento +25 cms	Capacidad de carga	120 Kg
Longitud total	96 cms	Peso neto	18 Kg
Profundidad de asiento	35, 40, 45, 50 cms	Rueda delantera	PU, 6"
Ancho de asiento (*)	De 36 hasta 50 cms	Rueda trasera	Inflable, 24" x 1 3/8"
Altura de asiento al piso	50 cms	Ancho silla plegada	30 cms
Longitud de apoyapiés	40 ~ 48 cms	Registro sanitario	2015DM-0012708

(\*) El ancho de asiento aumenta 2 cms por talla

<b>Chasis de aluminio</b>	<b>Rueda delantera ajustable en ángulo y altura</b>
Pintura epoxi electrostática	Rueda delantera con eje de desmonte rápido
Tapicería en nylon impermeable y lavable	Cruceta cuádruple reforzada
Apoyabrazos abatibles, desmontables y ajustables	Apoyapiés desmontables y ajustables en altura
Rueda trasera ajustable en altura y profundidad	Cojín de espuma de 5 cm de descanso
Rueda trasera con eje de desmonte rápido	Colores: Negro, Azul, Rojo y Gris (Sujeto a disponibilidad)