

SILLA ACTIVA REF. M3

La silla de ruedas M3 es un producto ensamblado en Colombia, con piezas fabricadas en Brasil en nuestra casa matriz Ortobras. Es una silla muy fácil de manejar, totalmente ajustable y completamente rediseñada, incorporando materiales más ligeros e innovadores en todos sus componentes.



Ensamblada en Colombia



Imagen de Referencia. Todos nuestros productos están siendo constantemente evaluados y mejorados. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Altura total Maxima	100 cms	Longitud de apoyapiés	40 - 45 cms
Ancho total	Ancho de asiento + 25 cms	Capacidad de carga	120 Kg
Longitud total	85 cms	Peso neto	13 Kg
Profundidad de asiento	38, 40, 42 44, 46, 50 cms	Rueda delantera	PU, 5"
Ancho de asiento (*)	De 36 hasta 50 cms	Rueda trasera	Inflable, 24" x 1"
Altura de asiento al piso	45 - 50 cms	Altura de silla plegada	67 cms
Altura del espaldar	30, 35, 40, 45, 50 cms	Registro sanitario	2015DM-0012708

(*) El ancho de asiento aumenta 2 cms por talla

Chasis de aluminio	Rueda delantera ajustable en ángulo y altura
Pintura epoxi electrostática	Camber ajustable de 0° a 3°
Apoyapiés unipodal ajustable en altura y ángulo	Protectores de ropa abatibles
Espaldar rígido desmontable y ajustable (-10° a 10°)	Cojín de espuma de 5 cm de descanso
Rueda trasera ajustable en altura y profundidad	Tapicería en nylon impermeable y lavable
Rueda trasera ultraliviana con desmonte rápido	Colores: Negro, Azul, Rojo y Gris (Sujeto a disponibilidad)