

AYUDA SANITARIA REF. BAÑO FIJO

Nuestra ayuda sanitaria BAÑO FIJO es un producto ensamblado en Colombia, con piezas fabricadas en Brasil en nuestra casa matriz Ortobras. Es una ayuda sanitaria práctica y cómoda para el usuario y el cuidador. Es totalmente acolchada, impermeable y cuenta con un cinturón de posicionamiento para brindar mayor seguridad.



Ensamblada en Colombia



Imagen de Referencia. Todos nuestros productos están siendo constantemente evaluados y mejorados. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

TALLA PEQUEÑA		ALTURA DE ASIENTO AL PISO	
Ancho	52 cms	Talla pequeña	100 cms
Largo	47 cms	Talla mediana	110 cms
Profundidad	33 cms	Talla grande	118 cms
TALLA MEDIANA		Ancho total en todos los tamaños, 61 cms	
Ancho	52 cms	Estructura plegable de aluminio	
Largo	62 cms	Pintura epoxi electrostática	
Profundidad	38 cms	Tapizado acolchado, impermeable y lavable	
TALLA GRANDE		Cinturón de seguridad acolchado	
Ancho	52 cms	Reclinación de asiento en 3 posiciones	
Largo	77 cms	Color: Blanco	
Profundidad	43 cms	Registro sanitario 2015DM-0012708	