

SILLA ACTIVA REF. SL

La silla de ruedas SL es un producto ensamblado en Colombia, con piezas fabricadas en Brasil en nuestra casa matriz Ortobras. Es una silla compacta ideal para usuarios activos que requieren un dispositivo que se ajuste a su cuerpo y les brinde seguridad en todo momento.



Ensamblada en
Colombia



Imagen de Referencia. Todos nuestros productos están siendo constantemente evaluados y mejorados. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Altura total máxima	95 cms	Altura del espaldar	30, 35, 40, 45 cms
Ancho total	Ancho de asiento +25 cms	Capacidad de carga	120 Kg
Longitud total	85 cms	Peso neto	11,5 Kg
Profundidad de asiento	36, 40, 44, 48 cms	Rueda delantera	PU, 5"
Ancho de asiento (*)	De 36 hasta 50 cms	Rueda trasera	Inflable, 24" x 1"
Altura de asiento al piso	50 cms	Altura silla plegada	67 cms
Longitud de apoyapiés	40 ~ 48 cms	Registro sanitario	2015DM-0012708

(*) El ancho de asiento aumenta 2 cms por talla

Chasis de aluminio	Rueda trasera con eje de desmonte rápido
Pintura epoxi electrostática	Apoyapiés unipodal ajustable en altura
Tapicería en nylon impermeable y lavable	Cojín de espuma de 5 cm de descanso
Protectores de ropa fijos	Colores: Negro, Azul, Rojo y Gris (Sujeto a disponibilidad)