

SILLA NEUROLÓGICA REF. T1

La silla de ruedas neurológica T1 es un producto ensamblado en Colombia, con piezas fabricadas en Brasil en nuestra casa matriz Ortobras. Es una silla que combina las ventajas clínicas de inclinación y basculación. Gracias a su práctico diseño de asiento independiente, es ideal para transportar en vehículos pequeños.



Ensamblada en Colombia



Imagen de Referencia. Todos nuestros productos están siendo constantemente evaluados y mejorados. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Talla Pequeña		Talla Grande	
Ancho total	55 cms	Ancho total	59 cms
Profundidad de asiento	De 25 hasta 40 cms	Profundidad de asiento	De 35 hasta 45 cms
Ancho de asiento	38 cms	Ancho de asiento	42 cms
Altura del espaldar	30 ~ 40 cms	Altura del espaldar	45 ~ 50 cms
Rueda delantera	PU, 6"	Rueda delantera	PU, 8"
Ruedas trasera	PU, 16"	Rueda trasera	Inflable, 20 x 1 3/8
Longitud de apoyapiés	25 ~ 35 cms	Longitud de apoyapiés	35 ~ 40 cms
Peso neto	22 Kg	Peso neto	28 Kg

Altura Total: 110 cms	Espaldar reclinable en 3 posiciones	Estructura plegable y desmontable
Capacidad de carga: 80 Kg	Sistema de basculación de 0° a 120°	Cojín contorneado de espuma de 5 cm
Longitud total: 100 cms	Apoyapiés desmontables y ajustables	Tapicería impermeable y lavable
Chasis en aluminio	Altura del asiento al piso: 60 cms	Cinturón pélvico acolchado
Soporte cefálico ajustable	Apoyabrazos desmontables y ajustables	Pechera con 4 puntos de sujeción
Pintura epoxi electrostática	Ejes de desmonte rápido en las 4 ruedas	Colores: Azul, Rosa y Gris (Sujeto a disponibilidad)
		Registro sanitario 2015DM-0012708