

AYUDA SANITARIA REF. T2

Nuestra ayuda sanitaria T2 es un producto ensamblado en Colombia, con piezas fabricadas en Brasil en nuestra casa matriz Ortobras. Es una silla diseñada para aquellos que necesitan más comodidad y estabilidad en el baño. Se destaca por ser muy ligera y resistente a la oxidación.



Ensamblada en
Colombia



Imagen de Referencia. Todos nuestros productos están siendo constantemente evaluados y mejorados. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Altura total	cms	Altura del espaldar	40 cms
Ancho total	66 cms	Capacidad de carga	100 Kg
Profundidad de asiento	40 cms	Peso neto	14 Kg
Ancho de asiento	46 cms	Rueda delantera	PU, 6"
Altura de asiento al piso	50 cms	Rueda trasera	PU, 6"
Longitud de apoyapiés	40 - 48 cms	Registro sanitario	2015DM-0012708

Chasis de aluminio

Pintura epoxi electrostática

Tapicería en nylon impermeable

Espaldar impermeable y abatible

Apoyabrazos abatibles

Soporte cefálico ajustable

Estructura rígida

Apoyapiés desmontables y ajustables en altura

Asiento de PU con apertura frontal

Sistema de basculación de 45°

Sistema de desmonte rápido en ruedas traseras

Color: Blanco