

SILLA PLEGABLE REF. VA

Nuestra Silla de Ruedas VA es un producto 100% Colombiano, fabricado con materias primas nacionales de la mejor calidad para ofrecer una silla como pocas en el mercado.

Su estructura reforzada, garantizará su duración en el tiempo.



Imagen de Referencia. Todos nuestros productos están siendo constantemente evaluados y mejorados. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Altura total	90 cms	Altura del espaldar	40 cms
Ancho total	60 cms	Capacidad de carga	120 Kg
Longitud total	90 cms	Peso neto	18 Kg
Profundidad de asiento	40 cms	Rueda delantera	PU, 8"
Ancho de asiento	44 cms	Rueda trasera	Inflable, 24 x 1 3/8"
Altura de asiento al piso	50 cms	Ancho silla plegada	30 cms
Longitud de apoyapiés	40 - 50 cms	Registro sanitario INVIMA	2015DM-0012708

Chasis de acero cold rolled

Pintura epoxi electrostática

Tapicería en nylon impermeable y lavable

Apoyabrazos abatibles con acolchado en PU

Cruceta triple reforzada

Apoyapiés abatibles, desmontables y ajustables

Cojín de espuma de 5 cm de descanso

Color: Negro